





I o n o f o r e s i

Art.0146-i **FormeX - "Andro Activa"**



Generatore di Corrente Costante super-pulsata



E-commerce Internet

● Descrizione

Portatile, facile da usare, compatto, "Andro Activa" è un' apparecchiatura, ideale per i trattamenti domiciliari oltre che per l'uso professionale.

Con la Ionoforesi (generatore di corrente costante e/o super-pulsata) si fa riferimento ai benefici del passaggio di corrente applicando degli elettrodi conduttivi insieme a del materiale assorbente (spugne sintetiche) in combinazione a sostanze ionizzate con principi attivi per i trattamenti estetici del corpo.

E' usata nel settore estetico e soltanto negli ultimi tempi ha conosciuto un forte impulso grazie ad una serie di riconoscimenti clinici nella cura di svariati inestetismi.

Negli ultimi anni, la ionoforesi, si è rilevata comunque un valido supporto ad integrazione delle cosiddette terapie alternative (che non usano farmaci per via orale).

La ionoforesi è indicata: per migliorare il microcircolo capillare, drenaggio dei liquidi, aumento del metabolismo e delle attività cellulari, nello sport per la salvaguardia del sistema muscolo-tendineo, risparmio di energia fisica e psicologica, eliminazione del sovraccarico alle articolazioni, miglioramento della circolazione sanguigna, attivazione delle endorfine e nel benessere del proprio corpo, al mantenimento del tono muscolare.

L'apparecchio "Andro Activa" sviluppa una corrente di tipo continua, e con riferimento al principio elettrolitico del passaggio di corrente e di cariche ioniche tra un supporto di polarità positiva e l'altro di polarità negativa, si ottiene la migrazione di sostanze o prodotti ionizzati capaci di penetrare nella parte da trattare del corpo, e di ottenere la risoluzione in breve tempo di patologie a carico dell'apparato muscolare e delle articolazioni.

L'intensità d'uscita regolabile digitalmente da 0 mA. fino ad un max. di 6 mA., con la visualizzazione del valore selezionato sul display.

Indicazione acustica fine tempo di applicazione.

Garanzia 2 anni, corredato di accessori. "Andro Activa" è conforme alla direttiva 93/42/CEE.

● Accessori in dotazione con l'Apparecchio

Art.0220 n°2 Elettrodo riutilizzabile co la superficie coperta da daino idratabile e snaps per collegamento cavetti a clips 60x80mm.

Art.0246 n°1 Fascia in tessuto elastico e velcro di chiusura 3 x 40 cm.

Art.0233 n°1 Cavetto di collegamento con clips e spinotto RCA, lung. 1,5 mt..

Art.0301 n°1 Adattatore 9 Vcc. 500mA



● Accessori opzionali (non in dotazione con l'apparecchio) disponibili su richiesta:

Art.0221 Elettrodo riutilizzabile co la superficie coperta da daino idratabile e snaps per collegamento cavetti a clips 80x120mm.

Art.0247 Fascia in tessuto elastico e velcro di chiusura 3 x 60 cm.

Art.0276 Valigia in polipropilene 23x16,5x4,2 cm. porta strumento



● Caratteristiche Tecniche

Ionoforesi: con elettrodi riutilizzabili in dotazione

Canali d'uscita: 1 canale d'uscita

Intensità d'uscita: regolabile fino a 6 mA. max.

Tempo: selezionabile 05-10-15-20-25-30 minuti max.

Forma d'onda: onda pulsata compensata in corrente continua.

Alimentazione: Adattatore esterno 230 Vca- 12 Vcc 0.5 A max.

● Caratteristiche Tecniche

Circuito d'uscita: tipo A

Classe di sicurezza: I (secondo EN 60601-1)

Grado di protezione apparato: IP 40

Dimensioni: 55 mm x 30 mm x 130 mm (L x P x H)

Peso apparato: Kg. 0.316

Peso adattatore: Kg. 0.126