



Art.0103-i CombiGym - "MTP 90"



Campi Magnetici Pulsati a Bassa Frequenza - CEMP



E-commerce internet

Art. 0278*



**Diffusore Pieghevole
"Magnetic PETS"
26x50 cm***



*Accessorio Opzionale disponibile su richiesta.



● Descrizione

L'apparecchio "MTP 90" (campi magnetici pulsati a bassa frequenza) è un apparato di magnetoterapia per applicazioni in campo veterinario, con le funzioni interamente controllate da microprocessore. E' semplice da usare e di facile intuizione.

E' dotato di 2 uscite, 4 frequenze e 3 livelli di campo magnetico selezionabili con due comodi selettori ad indicazione grafica, senza timer.

In seguito agli ottimi risultati ottenuti in campo veterinario dei campi magnetici pulsati CEMP, l'uso di apparati di magnetoterapia per animali domestici sta ottenendo sempre più un vasto e crescente riconoscimento.

Infatti anche negli animali il dolore è una forte componente inibitoria del movimento muscolare e agendo in varie fasi terapeutiche, si ottiene una riabilitazione parziale o totale della mobilità del animale.

I campi magnetici possono essere impiegati con successo per le seguenti applicazioni: traumatologia per fratture ossee, lesioni scheletriche e muscolari di natura traumatica o degenerativa, forme reumatiche.

I campi magnetici pulsati possono contribuire a ristabilire equilibri compromessi, in modo progressivo e naturale, rilevandosi un'alternativa Non invasiva per il benessere dei nostri amici animali.

Garanzia Europea, corredato di accessori. "CombiGym" è conforme alla direttiva 93/42/CEE e le successive modifiche.

● Accessori in dotazione con l'Apparecchio

- Art.0275 n. 1 Diffusore pieghevole mod. "Soft Pets" dimensioni 18x25 cm, rivestito in pelle ecologica, completo di cavo
 Art. 0246 lungh. 1.50 e jack 6,3 mm.
 n. 1 Fascia in tessuto elastico e velcro di chiusura 3x40 cm.
 n. 1 Manuale d'Uso in Italiano



Accessori opzionali (non in dotazione con l'apparecchio) disponibili su richiesta:

- Art. 0278 Diffusore pieghevole mod. "Magnetic Pets" dimensioni 26x50 cm, rivestito in pelle ecologica, completo di cavo
 Lungh. 1.50 e jack 6,3 mm.
 Art. 0247 Fascia in tessuto elastico e velcro di chiusura 3 x 60 cm.
 Art. 0277 Valigia in polipropilene 432*315*100 mm porta strumento.



● Caratteristiche Tecniche:

Classificazione: Dispositivi con la funzione di magnetoterapia (CEMP) per uso veterinario

Magnetoterapia: con diffusore (solenoidale) pieghevole in dotazione modello "Soft Pets" (dimensioni 18x25 cm.)

Canali d'uscita: due canali d'uscita

Frequenze (Hz.): selezionabili in 4 posizioni da 25 fino a 100 Hz. (25 - 50 - 75 - 100 Hz.)

Intensità del campo magnetico (Gauss): 60 Gauss max. (selezionabili in tre posizioni Basso - Medio - Alto)

Circuito d'uscita: flottante tipo BF

Alimentazione: alimentazione interna 230 Vca ±10% 50Hz 25W dotato di cavo di collegamento 1,45 m lunghezza

Classe di sicurezza: II (secondo EN 60601-1)

Grado di protezione apparato: IP40

Grado di protezione diffusori (solenoidi): IP20

Apparecchio: Ingresso 230 Vac fusibile 1A tipo ritardato 5x20

Protezioni applicate: alle uscite (uscita 1, uscita 2) con fusibile auto-ripristinabile e sulla tensione di rete 230 Vca (fusibile)

Interruttore generale accensione/spegnimento apparato.

Dimensioni: 310mm x 260 mm x 92 mm (L x P x H)

Peso apparato: Kg. 1,595

Peso solenoide Soft Pets : Kg. 0,178