



Art.0106-i **CombiGym** - "Magneto CM100" I 5.0



Campi Magnetici Pulsati a Bassa Frequenza - CEMP



Art. 0267-4
Diffusore Pieghevole
"ActiveBody" 15x50 cm*



Diffusore Pieghevole*
*Art. 0278/A
DIFFUSORE
Muscolare e Articolare
mod. "Magnetic Soft"
dim. 26x50 cm



*Accessorio Opzionale disponibile su richiesta.

Tutti i diritti riservati. La ditta si riserva di modificare il modello indicato, senza obbligo di avviso. Riproduzione vietata anche parziale. 02.2010.

E-commerce internet

● Descrizione

L' apparato di magnetoterapia **CombiGym - "Magneto CM100"** con Campi Magnetici Pulsati a bassa frequenza, è nato nell'ambito dell'uso professionale, quindi per trattamenti ripetuti e continui, per lunghi periodi e/o sedute, e allo stesso tempo si rivela anche un ottimo supporto per l'uso domiciliare.

In campo medico ortopedico e fisioterapico la magnetoterapia è indicata per i trattamenti di molteplici patologie infiammatorie acute e croniche, dolori muscolari, fratture, stiramenti, osteoporosi, traumi post-operatori, lombalgie, artriti e artrosi, rigenerazione tissutale; è indicata per i soggetti che eseguono terapie antalgiche e, per chi pratica attività sportive agonistiche e non.

CombiGym - "Magneto CM100" è compatto, facile da usare, con le funzioni interamente gestite da microprocessore.

Le applicazioni si effettuano con i solenoidi (diffusori) in dotazione che trasformano la corrente elettrica in campo magnetico.

L'apparecchio è dotato di due uscite che possono essere utilizzate contemporaneamente e/o singolarmente.

La magnetoterapia non ha controindicazioni eccetto i portatori di pace-maker e le donne in stato di gravidanza.

Garanzia 2 anni, corredato di accessori. "**Combigym**" è conforme alla direttiva 93/42/CEE e le successive modifiche.

● Accessori in dotazione con l'Apparecchio

Art. 0262 n. 1 Diffusore per la magnetoterapia mod. "DL03-B" 10x16 cm in pelle ecologica, c/spinotto e cavo lung. 1.25 mt.
(Indicato per patologie a carico dell'apparato scheletrico e/o osteoarticolare)

Art. 0246 n.1 Fascia in tessuto elastico e velcro di chiusura 3 x 40 cm.
n. 1 Manuale d'uso in Italiano

Accessori opzionali (non in dotazione con l'apparecchio):

Art. 0269 Diffusore-solenoido per la magnetoterapia mod. "Soft" 18x25cm. in pelle ecologica, c/spinotto e cavo lung. 1.25 mt.

Art. 0267-4 Diffusore-solenoido pieghevole mod. "ActiveBody" 15x50 cm. in pelle ecologica, c/spinotto e cavo lung. 1.25 mt.

Art. 0278/A Diffusore Pieghevole mod. "Magnetic Soft" 26x50 cm in pelle ecologica, c/spinotto e cavo lung. 1.35 mt.

Art. 0247 (Indicato per patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, muscolare o di origine reumatica).

Art. 0277 Fascia in tessuto elastico e velcro di chiusura 3 x 60 cm.

Valigia in polipropilene 432*315*110 mm porta strumento

● Caratteristiche Tecniche

Classificazione: Dispositivo con la funzione di magnetoterapia a forma d'onda quadra

Magnetoterapia: con diffusori (solenoidi) in dotazione

Canali d'uscita: tre canali d'uscita

Timer digitale: selezionabile da 15 min fino a 480 min. Max. (15-30-45-60-90-120-150-180-240-300-360-420-480 min.)

Frequenza: 7 frequenze selezionabili da 10 Hz a 100 Hz. max. (10-15-25-35-50-75-100 Hz.)

Intensità del Campo Magnetico: 99 gauss max. (selezionabile in dieci step 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 Gauss)

Programmi: 28 programmi selezionabili (pre-impostati in Frequenza e Gauss)

(1Artrite - 1Artrosi - 1Atrofia - 1Cervicalgia - 1Contratture - 1Contusioni sport - 1Coxartrosi - 1Distorsioni - 2Dolori - 1Epicondiliti -

3Fratture - 1Insonnia - 1Lombalgia - 1Lussazioni - 1Metatarsalgia - 1Nevralgia - 1Osteonecrosi - 1Osteoporosi - 1Periartrite - 1Pseudoartrosi -

1Reumatismi - 1Rigenerazione femore - 1Ritardi rigenerazione - 1Sciatalgia - 1Tendiniti)

Display alfanumerico con menu indicazioni delle funzioni: 16 caratteri x 2 righe

Protezioni applicate: uscite, alimentazione generale. Avvisatore acustico fine terapia. Indicazione ottica Uscite solenoidi attive.

Interruttore generale accensione e/o spegnimento dell'apparato.

Circuito d'uscita: flottante tipo BF --- Circuito d'uscita: flottante tipo BF

Alimentazione: alimentatore interno 230 Vca ±10% 50 HZ 25W dotato di cavo di collegamento 1,45 m lunghezza

Classe di sicurezza: **II** (secondo EN 60601-1) e **IP 40** (apparato) e **IP 20** (solenoidi)

Dimensioni: 310 mm x 260 mm x 92 mm (LxPxH); Peso: Apparato_Kg. 1,188 ± 5%; Solenoide DL03-B_Kg. 0,272; Solenoide Soft_Kg. 0,294 ± 5%

